


KF-3自动卡尔费休水份测定仪

[详细信息...](#)

| | | | |
|---------------|---|-----|----|
| 全程微电脑控制，超大液晶屏 | | | |
| 货号： | 210793 | 品牌： | 电询 |
| 单位： | 台 | 重量： | |
| 属性： | | | |
| 详细资料： | <p>KF-3自动卡尔费休水份测定仪特点</p> <ul style="list-style-type: none">●KF-3自动卡尔费休水份测定仪采用先进的精密计量泵、三通转换阀●全塑机身，结构新颖。●全程微电脑控制，操作简便，测量速度快，精密度高，重复性好●超大液晶屏，显示操作指导、控制参数、实时曲线、测量结果●液路选用特殊材料，耐腐蚀性好，系统密封性好●自动吸液、自动注液、自动测定，自动排废液 <p>KF-3自动卡尔费休水份测定仪技术参数</p> <ul style="list-style-type: none">●测量方式：容量滴定法●测量范围：水份量：0.1—500mgH₂O●水份浓度：10ppm—100%H₂O●滴定管容量：20ml●滴定最小进给量：0.005ml●电源电压：交流220V●外型尺寸：225×290×210mm●仪器重量：3.0Kg <p>KF-3自动卡尔费休水份测定仪应用范围：</p> <p>药物：抗生素、化学合成药物及中间体、药物制剂 有机化工：碳氢化合物、醇、脂、醛、有机酸 无机化工：盐、酸 石油化工：原油、汽油、柴油、机油、润滑油 化肥农药：尿素、硝酸铵 农药：农药、农药乳化剂 染料：光亮剂、染料、染料中间体 食品饮料：米、面粉、奶粉、啤酒 表面活性剂：洗衣粉、洗涤液、织物柔软剂 化妆品：洗面奶、护肤霜、发乳、手油、牙膏</p> | | |

| | | | |
|--|----------|------|------|
|  | 货号 | 型号 | 价格 |
| | 210793-0 | KF-3 | 0.00 |

关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市共和新路435号

凯鹏国际大厦18楼G座E-mail：sales@ba17.com邮编：200070

[更多相关资料请点击访问...](#)